

Gelweave™ Valsalva

Ersatz der proximalen thorakalen Aorta

- Prothesendesign für Klappen erhaltende oder Bentall-Prozeduren
- Enge Übereinstimmung mit der Aortenwurzelanatomie⁶
- Ahmt die natürliche Antwort der Sinusse Valsalvae nach⁷
- Potential für,
 - eine verbesserte Lebensdauer der Klappensegel⁸
 - einen reduzierten Zug auf die Koronararterien⁹



| Durchmesser mm | Maximaler Durchmesser des Bulbus mm | Nutzlänge cm | Bulbuslänge mm | Kragenlänge mm | Artikelnummer |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 16 | 21 | 15 | 16 | 10 | 730016ADP |
| 18 | 24 | 15 | 18 | 10 | 730018ADP |
| 20 | 26 | 15 | 20 | 10 | 730020ADP |
| 22 | 28 | 15 | 22 | 10 | 730022ADP |
| 24 | 32 | 15 | 24 | 10 | 730024ADP |
| 26 | 34 | 15 | 26 | 10 | 730026ADP |
| 28 | 36 | 15 | 28 | 10 | 730028ADP |
| 30 | 38 | 15 | 30 | 10 | 730030ADP |
| 32 | 42 | 15 | 32 | 10 | 730032ADP |
| 34 | 44 | 15 | 34 | 10 | 730034ADP |